

旋转蒸发仪 Rotary Evaporators | 经济型

RE200

蒸馏/回收烧瓶 1L (标准)

旋转速度控制范围 20~250rpm

水浴/油浴温度范围 油浴: 室温+5~95°C

操作性提高的经济型旋转蒸发仪。

可变式旋转接头、蒸馏烧瓶拔出结构、软管接头等使操作性提高，此外还采用大容量水浴，是使用更加便利的经济型旋转蒸发仪。



RE200A-WJ

RE200B-WJ



使用组合例

特征

●采用可变式旋转接头，使用容量不一样的蒸馏烧瓶、或者是改变真空密封圈的接触位置时都非常方便。



●采用蒸馏烧瓶拔出结构，只需要转动蒸馏烧瓶拔出螺母，蒸馏烧瓶就能轻松取下。



●旋转控制可固定于上部，通过旋钮就可以自由的无级变速。



●冷却水出入口处带可取下的软管接头（外径9.8mm）。



●大型水浴，槽内容量为7L，带排水阀、水槽外侧带防止烫伤的保护外罩。



●带容易调节高度的调节臂，可在上下任意位置固定



规格

型号	RE200
转速控制范围	20~180r/min (rpm)
驱动方式	涡轮方式
马达	感应马达
使用可能周围温度	5~35°C
附加功能	可动式旋转接头、蒸馏烧瓶拔出结构
外形尺寸	宽420×深290×高837mm
重量	约11kg
电源	AC100V 50/60Hz 12A (含水槽)

- 1 灭菌器
- 2 造粒干燥装置
- 3 马弗炉
- 4 恒温箱干燥箱
- 5 恒温培养箱
- 6 等离子装置
- 7 纯水制造装置
- 8 恒温水槽
- 9 恒温水循环
- 10 旋转蒸发仪
- 11 冷冻干燥冷阱
- 12 搅拌器振荡器
- 13 清洗机
- 14 选购品

Made in Japan



RE200C-WJ

溶媒回收装置



RT200

为了去除旋转蒸发器浓缩作业时产生的有机溶剂成分、抑制有害物质排出的简便的有机溶剂回收装置。可在应对更加严格的排水限制、维持实验室内良好的作业环境等方面都发挥重要作用。

冷却水循环装置



CF321P

可放置于通风柜和流水台下部，内置了溶剂回收装置的外部密闭系冷却水循环装置。

机型选定一览表

型号	玻璃套装			水浴 BM200		调节臂 JK200	
	A	B	C	有	无	有	无
RE200A	●				●		●
RE200A-J	●				●	●	
RE200A-W	●			●			●
RE200A-WJ	●			●		●	
RE200B		●			●		●
RE200B-J		●			●	●	
RE200B-W		●		●			●
RE200B-WJ		●		●		●	
RE200C			●		●		●
RE200C-J			●		●	●	
RE200C-W			●	●			●
RE200C-WJ			●	●		●	

- 灭菌器 1
- 造粒干燥装置 2
- 马弗炉 3
- 恒温箱干燥箱 4
- 恒温培养箱 5
- 等离子装置 6
- 纯水制造装置 7
- 恒温水槽 8
- 恒温水循环 9
- 旋转蒸发器 10
- 冷冻干燥冷阱 11
- 搅拌器振荡器 12
- 清洗机 13
- 选购品 14